

STRUTTURA



Linea tecnica - Polvere decolorante vaso 500gr. polvere bianca

Assicura una schiaritura iniforme chiara e luminosa.

Modo d'uso

Versare 50 gr. di polvere decolorante in una bacinella, aggiungere 100 ml. di acqua ossigenata e stabilizzata, mescolare bene sino ad ottenere un composto omogeneo. Per decolorazioni medie usare acqua ossigenata stabilizzata a 20 vol., per meches a 30 o 40 vol. Il tempo di posa varia da 20 minuti ad un'ora in base all'intensita di decolorazione che si vuole ottenere e dal fondo dei capelli da trattare.

CODICE	PRODOTTO	PEZZI X CT.	EAN
STDECOB15	DECOLORANTE BIANCO 500GR.	12	/



Bleaching powder: specific treatment for uniform bleaching, makes the hair perfectly bleached and shiny. Meets all bleaching techniques requirements.

HOW TO USE:

In a non-metallic basin mix 50 gr of bleaching powder and 100 ml of stabilized hydrogen peroxide. mix well to form a smooth paste. Use 20 vol., stabilized hydrogen peroxide for medium bleaching, 30 or 40 vol. for streaks. Time: the product needs to be left to act varies according to the desired intensity of bleaching and to the base of the hair to be treated from 20 min. to 1 hour.



Polvo decolorante: para una decoloración clara luminosa formulada especialmente para satisfacer todas las técnicas de decoloración.

Modo de empleo:

Vierta 50 gr de polvo decolorante en una cubeta y agregue 100 ml de agua oxigenada estabilizada. mezcle bien hasta obtener una crema homogénea. use agua oxigenada estabilizada de 20 vol. Para decoloraciones medianas y de 30 a 40 vol. Para mechas. El tiempo de actuación varía de 20 minutos a 1 hora en relación con la intensidad de la decoloración que se desea obtener y con la base del cabello que va a tratar.



Обесцвечивающая пудра белая , 500 гр

Специальный порошок для быстрого и равномерного обесцвечивания.

Применение:

смешайте 50 гр. пудры + 100 мл окисляющей эмульсии, тщательно размешайте до однородной массы. Для средней степени осветления используйте оксид 20 Vol , для мелирования оксиды 30 Vol., или 40 Vol.. Время выдержки варьируется от 20 минут до 1 часа, в зависимости от насыщенности основного цвета волос и желаемой глубины осветления.



مسحوق تبييض 500 جرام:

. علاج خاص للتبييض المنتظم يجعل الشعر مبيض تماماً ولماعاً. يفي بجميع المتطلبات الفنية للتبييض

:كيفية الاستعمال

في إناء غير معدني مقياس واحد أو أكثر من بودر البياض بضيف نفس الكمية لمسترجع استراتورا وحركه بعناية للحصول على كريمه سميكه ومتساوية. استعمل الخليط الذي حصلت عليه واتركه يستقر حتى يتم تحقيق التبييض المرغوب ثم اغسل غسل خفيف بعناية. بالنسبة للتبييض السريع أو التقليم: استخدم مقياس واحد من مبيض المسحوق بالإضافة إلى 1,7 أوقية من مجدد ستراتورا